



Step-by-step

BJ-702

Graba un mensaje fragmentado y reproducélo paso a paso.

Step by step permite **grabar un mensaje** fragmentado en **diferentes partes** y **después reproducirlos paso a paso**. Adicionalmente permite la **activación de un juguete o dispositivo a la vez que reproduce un mensaje**. Además de las funciones del Bigmack, también permite trabajar un **mayor control en la comunicación** e **iniciar diálogos**.

Modo de empleo: En primer lugar se graba el mensaje indicando los puntos de parada del mismo. Posteriormente, se reproduce un fragmento del mensaje con cada pulsación y se avanza en la secuencia del mismo. También es posible la repetición de un fragmento del mensaje.

Carecterísticas:

- Con 120 segundos de tiempo de grabación podrá grabar tantos mensajes como precise.
- Medidas: 6,35 cm
- Entrada para un comunicador alternativo.
- Salida de tipo relé para activación de juguetes.
- Comunicador con diferentes tapas intercambiables en colores vistosos.

Compatible con conmutador.

